

平衡压无针密闭输液接头



降低教育负担和出错的风险

平衡压接头 无需考虑移除注射器与关闭导管夹之间的先后顺序
正压接头 移除注射器之后关闭导管夹
负压接头 关闭导管夹之后移除注射器

安全，方便

✗ 肝素帽：用金属针穿刺肝素帽的密封橡胶时，护士易被针刺伤，而反复穿刺易造成微小颗粒脱落并进入输液通道，对患者造成伤害。
✓ 无针输液接头：将有针注射升级为无针注射系统，有效防止针刺伤，降低导管相关性血流感染的风险^[1]

可以耐高压注射

连接耐高压PICC进行静脉团注
密闭安全的结构，可减少更换非耐高压接头的费用

参考文献：

[1] 王萍. 输液终端接头选择与应用的研究进展. 中华现代护理杂志, 2012, 18 (29) : 3592-3594

技术参数

死腔	0.30ml	耐高压注射流速	10ml/秒
重力下的流速	300ml/分钟	耐高压	300PSI
耐用次数	800	是否含塑化剂	否
血液相容性	优秀	是否含金属	否
是否可以做 MRI	是	是否含乳胶	否

药物相容性

酒精	是
脂类	是
氯己定	是
化疗药	是

平衡压 无针输液接头



耐高压密闭设计>>>配合耐高压PICC静脉团注的最佳选择
透明设计>>>冲封导管时，辅助观察无针接头的明智之选



Quality & Value
You can trust



佛山市昊宁康医疗器械有限公司
地址：佛山市禅城区城门头西路1号1205
电话：0757-82369566
传真：0757-82160736
网址：www.haolangmed.com
邮箱：harvey.liuhao@haolangmed.com