

## 减少感染

### 正压无针接头的类型



剖面示意图

- ◆舒福乐硅胶瓣式  
不含弹簧等任何金属  
可以做 MRI



剖面示意图

- ◆传统正压接头弹簧式  
药液, 脂质营养液, 血液  
有可能与弹簧接触并残留  
进而增加感染风险

## 可以耐高压注射

连接耐高压 PICC 进行静脉团注  
密闭安全的结构, 可减少更换非耐高压接头的费用

## 有效降低堵管

在移除注射器的同时, 舒福乐正压接头可产生 0.03ml 的正压冲量, 进而有效地减低堵管几率



### 技术参数

死腔	0.30ml	耐高压注射流速	10ml/秒
重力下的流速	300ml/分钟	耐高压	300PSI
耐用次数	800	是否含塑化剂	否
血液相容性	优秀	是否含金属	否
是否可以做 MRI	是	是否含乳胶	否

### 药物相容性

酒精	是
脂类	是
氯己定	是
化疗药	是



## 正压无针输液接头

减少感染发生

耐高压注射

降低导管堵塞几率

不含塑化剂

